



Ce produit est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
This product is conform with regulation (EU) 2017/745 on medical devices.

Référence P / Reference P : 049441 - 049445 - 049448 - 049449 - 049535 - 049541 - 049542 - 049561 049619 - 049632 - 049635 - 049641 - 049661 - 049719 - 049732 - 049735 - 049741 - 049761 - 049819 - 049832 - 049833 049835 - 049840 - 049850 - 049860 - 049880 - 049890 - 049919 - 049932 - 049933 - 049935 - 049940 - 049950 - 049960 - 049980 - 049990

Fonction / Function Permet à l'utilisateur de prendre appui en toute sécurité.
Allows the user to lean safely.

Descriptif / Description			049441-049445-049448-049449-049535-049541-049542-049561-049632-049732-049741-049761-049832-049833-049932-049933-049935-049940-049950-049960-049880-049980	150 kg
			049880-049980	120 kg
			049890-049990	100 kg
			049619-049719-049819-049919	90 kg
			049619-049719	0,920 kg
			049819-049919	0,677 kg
			049441-049445-049448-049449-049541-049542-049632-049641-049732-049741-049832-049840-049932-049940	0,445 kg
			049850-049950	0,500 kg
			049561-049661-049761-049860-049960	0,545 kg
			049880-049980	0,676 kg
			049890-049990	0,796 kg








Numéro notice / Instruction sheet No.	A04984002
Date de création / Creation date	15/01/2014
Révision n° / Revision No.	11
Date / Date	24/02/23

Ne pas installer cet équipement avant d'avoir lu les instructions ci-dessous :
 Instructions de montage. Hauteur conseillée 80 cm du sol. Les barres droites peuvent s'installer à l'oblique (135°) ou à l'horizontale. Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Le choix des chevilles doit être adapté au support mural. Les points de fixation doivent être impérativement respectés. **Entretien et nettoyage. IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des solutions de savon doux. **ATTENTION : NE PAS UTILISER** de produits de nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuer un rinçage à l'eau claire. **Avertissements liés à la sécurité. Les barres d'appui** ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre, ne l'utiliser que pour vous aider. **Les produits ne contiennent aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité**

Poids maximum utilisateur / Max. user weight Poids du produit / Net weight

en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ces produits.
 En fin de vie, le produit doit être confié par l'utilisateur à la filière de récupération homologuée à cet effet dans le pays d'utilisation.

GB **Do not install this equipment before reading the following instructions:**
 Fitting instructions. Grab bars: Advised height 80 cm from the ground. Straight grab bars can be installed obliquely (135°) or horizontally. Before drilling into the wall, physically hold the product against the wall and mark the position of the holes to be drilled. Plugs have to be selected according to the type of wall. The fixings points have to be necessarily respected. **Care and maintenance. IMPORTANT:** In order to guarantee the lasting quality of this product and its safety for the user, we recommend that when cleaning it you should use mild soap solutions. **CAUTION: DO NOT USE** cleaning products made of: etones, hydrocarbons, acids, bases, esters and ethers. After use of a cleaning product, make a rinsing in the clear water. **Safety warnings. Grab bars:** Grab bars add security to the user if they are fitted according to instructions. After fitting and before using, make sure that the fixing screws are tightened securely. DO NOT use grab bar as a step to reach area, do not sit or hang on grab bar, use it for assistance ONLY. **The product does not contain any hazardous substances. The manufacturer shall have no liability for any injury caused by improper installation or use of this grab bar.** At the end of its life cycle, the user must have the product recycled by a certified facility in the country of use.



DEMONTAGE DES ENTRETOISES / DISMOUNTING SPACER	
1	2
<p>Démonter l'entretoise de son support Remove the dismounting spacer from its bracket</p>	<p>Jeter l'entretoise, se reporter aux consignes de recyclage local Discard spacer, refer to local recycling locker</p>

PELLET ASC

ZI de Chapotin - 240 rue des Frères Voisin - CS 270048 - 69967 Chaponnay Cedex - France
Tél. +33 (0)4.78.96.82.20 - Fax +33 (0)4.78.96.70.52 - www.pellet-asc.fr - info@pellet-asc.fr