

DÉSIGNATION

Masque chirurgical Norme CE

Masque chirurgical Classe I Type IIR – Conformité EN14683

Masques chirurgicaux à haute filtration à élastique, résistant aux liquides. Le plus haut niveau de filtration pour les masques chirurgicaux.



DESCRIPTION

- EFB (Efficacité de Filtration Bactérienne) supérieur ou égale à 98 %,
- Résistant aux liquides,
- Haut degré de respirabilité supérieure à 31.7 Pa/cm²,
- Masque plissé avec barrette nasale,
- 3 plis pour un espace de respiration idéal,
- 3 épaisseurs pour une filtration optimale,
- Usage unique,
- Ajustable à la forme du visage par barrette métallique,
- Fixation par élastique auriculaires rond,
- Couches de fibres non-tissées,
- Hypoallergénique,
- Sans latex,
- Durée d'utilisation : 4 h

Mode d'emploi

- Déplier le masque,
- Préformer la barrette nasale et disposer au centre du nez côté face interne,
- Plaquer le masque sous les yeux,
- Après utilisation le retirer délicatement et le placer dans la poubelle.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type	TYPE IIR
Conformité	NF EN 14683+AC 2019
Matériaux	• Trois couches de polypropylène, • Elastique de fixation : en caoutchouc, • Barrette nasale : métallique.
Dimension du masque	17.5 cm x 9.5 cm
Coloris	Blanc
Entretien	Dispositif à usage unique – sans entretien
Emballage	Non emballé
Conditionnement	Boîte distributrice de 50 masques
Nombre de boîtes par carton	48 boîtes de 50 masques par carton
Dimension d'un carton	60 cm x 40 cm x 40 cm
Conditions de stockage	Zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15° et 25°C
Durée de validité avant péremption	18mois