



10, avenue Eugène Gazeau
B.P. 40090
60304 SENLIS CEDEX 03
Téléphone : 03.44.21.66.00
Fax : 03.44.53.49.58

Fiche Description Produit

PISTOLET DE DÉPOSE MANUEL PLX 50 POUR PRODUITS BI-COMPOSANTS

Réf. 096001- Code IDH 267452

Date de création et modifications	PR /AML 17/09/2002	PR/AML 02/12/02	PR/AML 03/03/03	VC/AML 10/05		
--------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--	--



DESCRIPTION

Le pistolet de dépose manuel PLX 50 a été conçu pour la dépose des produits bi-composants conditionnés en seringues de 50 ml et de rapport de mélange 1:1 ou 2:1 (résines époxydes, méthacrylates, polyuréthannes). Il est possible d'adapter une crémaillère pour un rapport de mélange 1:10. Le mélange des deux composants est réalisé dans une buse mélangeuse adaptée au produit à déposer.

Les buses mélangeuses sont vendues séparément.

Ce pistolet est équipé d'une gâchette permettant le mouvement de la crémaillère exerçant une pression constante sur les pistons des seringues et permettant ainsi l'extrusion du produit dans la buse mélangeuse.

Un dispositif de déverrouillage de la crémaillère permet une extraction aisée des cartouches.

La crémaillère est étudiée pour extruder les deux types de ratios.

CHAMPS D'UTILISATION

Le pistolet de dépose manuel PLX 50 est facile à utiliser manuellement pour une dépose précise des produits bi-composants LOCTITE de viscosité moyenne à forte. Ce pistolet permet de limiter les pertes de produit constatées lors du mélange manuel en vrac. Il permet donc de réduire les coûts de production.

SPÉCIFICATIONS ET ACCESSOIRES FOURNIS :

Poids : 185 gr. environ / Dimensions : 110mm x 55mm x 165mm (sans buse mélangeuse.

Crémaillère rapport de mélange 1:1 ou 1:2 /Crémaillère rapport de mélange 1:10 (IDH 528422) pour PLX 50.