

*FICHE TECHNIQUE  
KIT OCULAIRE PORTABLE*

□ **ASEP KIT OCULAIRE PORTABLE**

**Ref. : ASEP KIT OCULAIRE PORTABLE**

**Avec passant pour ceinture**



**Composition :**

1 lave œil 200 ml de solution ophtalmique  
1 pochette de rangement avec passants ceinture

**Caractéristiques :**

- Le Sérum Physiologique répond à la nécessité d'un lavage de surface. Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire. Sa formule correspond à notre liquide ophtalmique naturel (Solution stérile avec 0,9% de chlorure de sodium).
- Nos flacons de 200 ml et 500 ml ont été développés pour un rinçage facile et efficace des yeux. La forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil.
- Léger et peu encombrant.
- Facilement identifiable
- Utilisation simple avec une notice sur le flacon et prêt à l'emploi.
- Permet une action rapide.
- Péréemption : 3 ans

- **Code Article ESCULAPE : 8205250**

\*\*\*\*\*