

## 1191 GANT NITRILE MEDICOM® ADVANCED VITALS™ SANS POUVRE Dispositif Médical de Classe I

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sensation identique au latex
- Bonne dextérité
- Excellente adhérence dans des conditions humides et sèches grâce aux doigts texturés
- NOUVEL emballage pratique conditionné par 200 gants /boîte qui permet de réduire l'espace de stockage, les coûts de transport et les déchets d'emballages



### Préconisation:

- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le porteur du gant et les personnes examinées
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées pour les porteurs et les patients, et limite les risques d'irritation.
- Pour les manipulations / préparations alimentaires (démarche HACCP)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	<b>Medicom® Advanced Vitalis™</b>
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matériel :	Nitrile
Couleur :	Bleu
Forme :	Ambidextre
Bord:	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Longueur :	240 mm
Épaisseur Paume :	0,07 mm
Épaisseur Doigt :	0,10 mm
Poids (M):	3 g
Origine :	Thaïlande
NQA :	<1,5
Force à la rupture:	
✓ Avant vieillissement	≥ 6N
✓ Après vieillissement	≥ 6N

Article	Taille	
1191-A	T 6	S
1191-B	T 7	S
1191-C	T 8	M
1191-D	T 9	L
1191-E	T 10	XL



### INDUSTRIES

Agro-alimentaires / RHF / Collectivité Hors Restauration / Santé / Médical / Dentaire / Administration / Hygiène (sans produit d'entretien).

# 1191 GANT NITRILE MEDICOM® ADVANCED VITALS™ SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I

## CERTIFICATION

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la Directive 2007/47/CE. Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485.

Conforme aux exigences du Reg.(CE) 1935/2004 et de l'arrêté du 09 Novembre 1994. Ce gant est apte au contact alimentaire\*.

\*Restriction : Ne pas mettre en contact avec les denrées très grasses (cf annexe 1).

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de la vie du produit : 5 ans

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



### Caractéristiques carton



### Caractéristiques boîte distributrice

### Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille Mm	QTE	Couleur
1191-A	420 x 270 x 260	6,23	49	220 x 120 x 85	10 x 200	
1191-B	420 x 270 x 260	6,54	49	220 x 120 x 85	10 x 200	
1191-C	420 x 270 x 260	7,16	49	220 x 120 x 85	10 x 200	
1191-D	420 x 270 x 260	8,48	49	220 x 120 x 85	10 x 200	
1191-E	420 x 270 x 260	10,35	49	220 x 120 x 85	10 x 200	



### Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1191-A	3 700 381 508 795	3 700 381 508 634
1191-B	3 700 381 508 801	3 700 381 508 641
1191-C	3 700 381 508 818	3 700 381 508 658
1191-D	3 700 381 508 825	3 700 381 508 665
1191-E	3 700 381 508 832	3 700 381 508 672



KOLMI HOPEN SASU

Bld de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France

Bld de la chanterie | BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex – France

T : + 33 (0) 241 963 434 | F : + 33 (0) 241 963 453 | sales@kolmi-hopen.com | www.h-open.com