


# CRIO

GAMME CRYOGÉNIÉ

## MANIPULATIONS CRYOGÉNIQUES

- Manipulations cryogéniques en industrie, pharmacie, chimie, laboratoire
- Nettoyage industriel par cryogénie



AET N°0072/011/162/07/19/0268 (IFTH LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

**TAILLES**

- 6 7 8 9 10 11 12

**COMPOSITION**

Paume et dos Fleur de bovin hydrofuge  
 Manchette Cuir croûte de bovin  
 Membrane Porelle®  
 Doublure Molleton laine/coton et feutre ISO AIR  
 Longueur totale 40 cm

**ENTRETIEN**



**CONDITIONNEMENT**

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires



**Résistance au froid cryogénique**

Composition résistante aux projections accidentelles de liquides cryogéniques jusqu'à -196° C



Bride ajustable



**Résistance à la chaleur**

Isolation thermique : 250°C pendant 15 secondes minimum



**Longévité optimisée**

Renfort sur zone d'usure



**Imperméabilité**

Le cuir hydrofuge ne durcit pas après séchage



Longueur manchette 15 cm

**CRYO**

